



Ny adresse for Phadia as

Vi flyttet inn i nye lokaler 22. februar og har fått ny adresse:

Besøksadresse: Sandakerveien 114 A, 0484 Oslo


Postadresse: Postboks 4756, Nydalen, 0421 Oslo

Tlf. nr. sentralbord: 21 67 73 80. Internnummer til ansatte er erstattet med mobilnummer.

Allergi:

Ny og forbedret ImmunoCAP f 20 Mandel

- ImmunoCAP f 20 Mandel med økt sensitivitet er nå klar for lansering.
- Alle ImmunoCAP f 20 fra og med lot 422AX er oppgradert og har en betydelig høyere sensitivitet.
- Det betyr igjen at testresultat før og etter oppgraderingen ikke er sammenlignbare.



ImmunoCAP o214, CCD er nå CE-merket

- ImmunoCAP o214 CCD er nå tilgjengelig som et CE-merket produkt.
- Fullstendig navn er: ImmunoCAP Allergen o214 Allergen component MUXF3 CCD, Bromelain
- Merk: Nytt artikkel nummer: 14-5339-01

Autoimmunitet:

Ny Screening test: EliA CTD Screen

- Har en unik antigenkomposisjon
- Inkluderer de viktigste og kjente CTD (connective tissue disease) spesifikke ANA-markørene
- Gir god differensiering mellom pasienter med høy og lav risiko for CTD
- Detekterer sjeldne, men spesifikke antistoffer
- Minsker risikoen for å underdiagnostisere pasienter med CTD
- Alle EliA-tester er helautomatisert på Phadia-instrumentene

Ny og forbedret ANCA test: EliA PR3^s

- EliA PR3 erstattes helt med den nye og forbedrede EliA PR3^s
- S står for sensitive, da dette er en test med høyere sensitivitet enn vår tidligere test
- EliA PR3^s benytter det samme humane native antigenet som tidligere tester, men antigenet blir presentert ved hjelp av en "spacer" som igjen gjør antigenet mer tilgjengelig for antistoffbinding.
- EliA PR3^s er kalibrert etter Human Reference Serum og får derfor Internasjonale enheter IU/ml

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om våre nye tester

Instrument navn:

Fra og med 01.01.10 skiftet alle våre instrument navn fra ImmunoCAP til Phadia.

Phadia 100

Phadia 250

Phadia 1000

Sandakerveien 114A
Postboks 4756, Nydalen
0421 OSLO

www.phadia.no

tlf.: + 47 21 67 32 80
fax.: + 47 21 67 32 81
e-post: phadia.no@phadia.com