



Phadia bruker store ressurser på forskning og utvikling innenfor sine fagfelt:
Allergi, autoimmunitet og cøliaki

For at dere brukere skal bli kontinuerlig oppdatert sender vi ut "Phadia Nytt"
Kontakt oss gjerne (e-post eller telefon) for mer detaljert produktinformasjon

Allergi

- Nytt allergen: ImmunoCAP c8 Chlorhexidine
- Nytt rekombinant allergen: ImmunoCAP RF355 rCyp c1, som er et hovedallergen for fisk
- Oppgradert ImmunoCAP f94 pære: Oppgradert fra lot nr.: 5630D
- Oppgradert ImmunoCAP fx17 og fx31: Oppgradert fra lot nr.: BPE07 og BY902
Mat-mixene fx17 og fx31 inneholder nå oppgradert Pære (f94) og oppgradert Fersken (f95)
- Oppgradert ImmunoCAP fx9 og fx24: Oppgradert fra lot nr.: AAJ08 og A7F0N
Mat-mixene fx9 og fx24 inneholder nå oppgradert Kiwi (f84)

Vi ønsker å minne dere om at det er viktig at rekvirentene får informasjon om oppgraderinger av ImmunoCAP- allergenene. Oppgraderingen vil gi øket sensitivitet. Ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon om nye allergener eller produktdatablad for oppgraderte ImmunoCAP- allergener.

Xolair (anti-IgE behandling) og måling av IgE i serum.

- Studiet viser at måling av total IgE og spesifikt IgE i serum fra pasienter som behandles med Xolair (anti-IgE) er mulig med ImmunoCAP-metoden. Det er den eneste metoden som gir et nøyaktig IgE resultat når en pasient behandles med Xolair.

"Accuracy of US Food and Drug Administration-cleared IgE antibody assays in the presence of anti-IgE (omalizumab)"

Hamilton RG
The Journal of Allergy and Clinical Immunology
April 2006 (Vol. 117, Issue 4, Pages 759-766)

Autoimmunitet

Utvidet testmeny for ImmunoCAP 250- instrumentet:

- ImmunoCAP TG (Thyroglobulin IgG) og ImmunoCAP TPO (Thyroid Peroxidase IgG) er nå tilgjengelig også på ImmunoCAP 250-instrumentet.

Nytt "Disinfectant kit" - vedlikeholdskit for ImmunoCAP- instrumentene

- Disinfectant kit (art nr.: 10-9282-01) har byttet artikkelnummer og navn (på hele kittet og innholdet)
- Nytt navn på kit: *Maintenance Solution Kit*
- Nytt navn på innhold i kittet: *Disinfectant concentrate* og *-antifoam* har skiftet navn til *Maintenance concentrate* og *- antifoam*
- Nytt art. nr. er: 10-9476-01

Merk: Kittet har samme mengde og kjemiske innhold som tidligere