



Visste du at:
Vi gleder oss til å treffe dere på Bioingeniørkongressen i Bergen 13.-16. juni

Phadia bruker store ressurser på forskning og utvikling innenfor sine fagfelt:
Allergi, autoimmunitet og cøliaki

For at dere brukere skal bli kontinuerlig oppdatert sender vi ut "Phadia Nytt"
Kontakt oss gjerne (e-post eller telefon) for mer detaljert produktinformasjon

Allergi:

- **Nytt Allergen:** ImmunoCAP f416 rTri a 19;Omega-5 Gliadin, se omtal nedenfor.
- **Oppgradert ImmunoCAP Allergen fx22.** Pekan- nøtt (f201) og Valnøtt (f256) i ImmunoCAP fx22 har blitt oppgradert. Pekan-nøtt råmateriale inneholder både ubehandlede og ristede (oppvarmede) nøtter. Valnøtt råmateriale er oppgradert vha en modifisert ekstraksjonsprosedyre. ImmunoCAP fx22 er oppgradert fra Lot Nr: BPH0A
- **Nytt design for ImmunoCAP Gliadin IgA/IgG kontroller**
Istedenfor ett kitt med tre nivåer er kittet nå splittet i tre pakninger. Det er nå separate pakninger for Gliadin IgA H (high), Gliadin IgG H (high) og Gliadin IgA/IgG (low). Det vil ikke være noen kontroll for medium nivå. Kontrollene vil være tilgjengelig fra april og vil erstatte det gamle Gliadin IgA/IgG kittet.

Art.No.	Produkt	Ant.
10-9484-01	ImmunoCAP Gliadin IgA/IgG Control L	6 x 4 doser
10-9485-01	ImmunoCAP Gliadin IgA Control H	6 x 4 doser
10-9486-01	ImmunoCAP Gliadin IgG Control H	6 x 4 doser

- Alle ImmunoCAP allergen vil nå ha hvite plasthylser istedenfor grønne

Nytt Allergen: ImmunoCAP f416 rTri a 19;Omega-5 Gliadin

Identifiserer pasienter med risiko for å utvikle alvorlig og umiddelbare reaksjoner på hvete.



Identifiserer pasienter med risiko for å utvikle anafylaksi mot hvete etter fysisk belastning.

Nytt Development kit: for ImmunoCAP 100

Eksisterende Development Kit Art. No. 10-9263-xx blir til to separate kit, ImmunoCAP Development Solution og ImmunoCAP Stop Solution. Se nye artikkel nr og kittinnhold i tabell

10-9478-01	ImmunoCAP Development Solution
For ImmunoCAP:	6x100 bestemmelser
For EliA:	6x48 bestemmelser
10-9479-01	ImmunoCAP Stop Solution
For ImmunoCAP:	6x100 bestemmelser
For EliA:	6x240 bestemmelser

Autoimmunitet

- **Varelisa Substrate TMB+ for 30 min. inkubering:** Art. No. er AEZ1130, er nå tilgjengelig. TMB+ er validert for 30 min. substratinkubering sammen med alle Varelisa produkter (ikke Varelisa ANA CTD Screen). En pakke Varelisa Substrate TMB+ inneholder seks flasker à 20 ml.
- **EliA Research kit:** Et nyttig forskningsverktøy for kobling av egenproduserte biotynlerte antigen til EliA-brønner. Kobling av antigen og antistoffmåling gjøres på ImmunoCAP 100.
EliA Research Starter Kit: Art. Nr. 83-1032-01
EliA Research Well: Art. Nr. 14-5526-01: 3 x12 EliA brønner coated med streptavidin