



Visste du at:
Nå finnes det en
nasjonal strategi for
forebygging og
behandling av astma
og allergi?

Vi ønsker dere alle en riktig
GOD SOMMER!

Endring av datoer for brukermøtene!

Phdias brukermøter for 2008 blir:
Mandag 3. november- Autoimmunitet
Tirsdag 4. november - Allergi

Begge møtene holdes i Oslo på Hotell Opera

Allergi: Oppgraderte allergenmikser

Oppgradert ImmunoCAP Allergen fx8 og fx27: Disse to miksene inneholder hasselnøtt som nå er spikert med rekombinant Cor a 1. Cor a 1 er hovedallergen i hasselnøtt, "medlem" av PR-10 proteinfamilien og en Bet v 1 homolog. ImmunoCAP Allergen f17 (hasselnøtt) og miksen fx1 har vært spikert med rekombinant Cor a 1 siden 2006.



ImmunoCAP Allergen fx8
Art.No.:14-4845-01
Oppgradert fra lot no: AAH0B
Tilgjengelig fra uke 26

ImmunoCAP Allergen fx27
Art.No.: 14-4893-01
Oppgradert fra lot no: BEW0X
Tilgjengelig fra uke 26

Autoimmunitet: EliA β 2-Glycoprotein

EliA Cardiolipin IgG og IgM ble lansert i desember 07, nå lanseres også EliA β 2-Glycoprotein I IgG og IgM. EliA metodene kan som kjent analyseres på ImmunoCAP 100 og ImmunoCAP 250 instrumentene.

Produkt	Art. No.
EliA β 2-Glycoprotein I IgG Well, 4 x 12	14-5532-01
EliA β 2-Glycoprotein I IgM Well, 4 x 12	14-5533-01

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon om APS, Cardiolipin eller β 2-Glycoprotein.