



Visste du at:
 ImmunoCAP ISAC
 betyr Immuno Solid-
 phase Allergen Chip?



"Allergy Run" ble som kjent arrangert i Helsinki i forbindelse med LabMed 2008.

Bilder fra løpet er å se på:

http://www.phadia.com/dia_templates/Page_43683.aspx

Allergi:

- Nytten av å teste for spesifikk IgE mot Ovomucoid, ImmunoCAP f233



Ovomucoid, Gal d 1, er et hovedallergen i hønssegg.

Nyere forskning viser at hvis en person som har spesifikk IgE-antistoffer rettet mot eggehvite (ImmunoCAP f1) og ikke har spesifikke IgE-antistoffer rettet mot Ovomucoid (ImmunoCAP f233), høyst sannsynlig vil tåle varmebehandlede egg bedre enn om personen har IgE-antistoffer rettet mot Ovomucoid (ImmunoCAP f233).

- Ny og forbedret ImmunoCAP w1 Ambrosia (*Ambrosia elatior*)
 ImmunoCAP w1 med art nr 14-4162-01 vil fra og med lot 407BA inneholde mer av hovedkomponenten Amb a 1 enn tidligere pga bedret produksjonsteknologi, noe som også vil gi et økt konsentrasjons nivå.
- ImmunoCAP Allergen m224 Staphylococcus enterotoxin D art nr 14-5299-01
 Phadia slutter å produsere dette allergenet pga mangel på råvarer.

Autoimmunitet:

- Varelisa ReCombi ANA Screen oppgradert og med nytt art nr fra oktober 2008

	Varelisa ReCombi ANA Screen	
	Gammel	Ny
Art nr	12896	12596
Antigen	dsDNA	dsDNA
	RNP70 rec	RNP70 rec
	RNPA rec	RNPA rec
	RNPC rec	RNPC rec
	Sm pur	Sm pep
	SS-A/Ro rec	SS-A/Ro rec
	SS-B/La rec	SS-B/La rec
	Scl-70 rec	Scl-70 rec
	CENP-B rec	CENP-B rec
	Jo-1 rec	Jo-1 rec

I den nye oppgraderte Varelisa ReCombi ANA Screenen vil *nativt rensset* Sm-antigen bli erstattet med *syntetisk* Sm-peptid.
 Merk også at kittet vil få nytt artikkelnummer.

Oppgraderingen er gjort for å bedre overensstemmelsen mellom ReCombi ANA Screen og ReCombi ANA Profile eller andre oppfølgingstester for ANA Screen.

Rec= rekombinant Pur= nativt rensset Pep= syntetisk peptid