



Ny medarbeider i Phadia.

Elisabeth har avsluttet sitt vikariat hos oss.

Stillingen som markedsadministrator og ordreansvarlig har blitt overtatt av Gry Jakobsen som startet mandag 3. desember. Hun har e-post adresse gry.jakobsen@phadia.com og kontor tlf. nr 21 67 32 86. Vi ønsker henne velkommen og håper dere vil ta godt imot henne.

Allergi:

- **Oppgradert ImmunoCAP Allergen f24 Reke:** inneholder fire forskjellige rekearter mot kun en art tidligere. De fire rekeartene representerer reker fra både kaldt og tropisk farvann. I tillegg er både rått og kokt råmateriale benyttet i capen. Identiteten til de første to batchene med oppgradert reke caper er **424AP** og **424AS**
- **Spesifik IgG4 er nå tilgjengelig på ImmunoCAP 250 and ImmunoCAP 1000**
Spesifikt IgG4 har tidligere kun vært tilgjengelig på ImmunoCAP 100.
- **Tre nye rekombinante allergener for fersken:**
ImmunoCAP Allergen f419, rPru p 1, en markør for sensibilisering mot PR-10 protein.
Varmelabil protein, inntak av stekt/kokt mat er ofte tolerert.
Ofte assosiert med lokale symptomer som oralt allergi syndrom (OAS).
ImmunoCAP Allergen f420, rPru p 3, en markør for sensibilisering mot frukt LTP.
Et varmelabil og fordøyelsesstabil protein, reaksjoner fåes også ved inntak av stekt/kokt mat.
Ofte assosiert med systemisk og alvorlige reaksjoner i tillegg til OAS.
ImmunoCAP Allergen f421, rPru p 4, en markør for sensibilisering mot profiliner.
Sjelden assosiert med kliniske symptomer*



*for noen pasienter er sensibilisering til profiliner av klinisk betydning og kan også forårsake alvorlig reaksjoner

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om disse produktene

Autoimmunitet: Helautomatisert APS (Antiphospholipid Syndrom) testing

- EliA Cardiolipin IgG og IgM Well- lanseres i des. 07.
- EliA Cardiolipin – er den første helautomatiserte Anti-cardiolipin test i verden. Gjøres med EliA teknologi på ImmunoCAP 100 og ImmunoCAP 250 instrumentene.
- Evaluert mot Sapporo Monoclonal, Harris sera og UK NEQAS prøver.
- God klinisk overenstemmelse.

Kontakt oss for mer informasjon om EliA Cardiolipin

To typer av Cardiolipin Antistoff – Teori

